

LumiraDx Testportfolio – Merkmale

Die LumiraDx Teststreifen sind zur Verwendung mit dem LumiraDx System konzipiert. Dieses Dokument bietet einen zusammenfassenden Überblick über die verschiedenen LumiraDx Teststreifen.

Diese Übersicht ist keine vollständige Gebrauchsanweisung. Weitere zu beachtende Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum LumiraDx System sowie in den Gebrauchsanweisungen für die LumiraDx Teststreifen bzw. Qualitätskontrollen.

Parameter	Probentypen	Abnahme	Volumen	Analyse-Bereich	Hct	Testdauer
SARS-CoV-2 Ag Ultra¹	Abstrich	Nasal		Positiv/Negativ		5 Min.
SARS-CoV-2 & Flu A/B²	Abstrich	Nasal		Positiv/Negativ		12 Min.
SARS-CoV-2 & RSV³	Abstrich	Nasal		Positiv/Negativ		12 Min.
CRP⁴	Kapillarblut Kapillarblut venöses Vollblut Plasma	Fingerbeere Li-Hep-Kapillarröhrchen Li-Hep Li-Hep	20 µl	5,0 – 250,0 mg/l	15 – 55 %	4 Min.
D-Dimer⁵	Kapillarblut Kapillarblut venöses Vollblut Plasma	Fingerbeere Li-Hep-Kapillarröhrchen Citrat Citrat	15 µl	190 – 4000 µg/l (FEU)	20 – 55 %	6 Min.
HbA1c⁶	Kapillarblut venöses Vollblut	Fingerbeere via Lyse- Device EDTA via Lyse-Device	15 µl	20 – 130 mmol/mol (4,0 – 14,0 %)		5 Min.
INR⁷	Kapillarblut Kapillarblut	Fingerbeere Kapillarröhrchen ohne Antikoagulans	8 µl	0,8 – 8,0 INR	25 – 55 %	60 – 90 Sek (INR > 4,0: 90 – 180 Sek)
NT-pro BNP⁸	Kapillarblut Kapillarblut venöses Vollblut Plasma	Fingerbeere Li-Hep-Kapillarröhrchen Li-Hep Li-Hep	20 µl	50 – 9000 pg/ml (ng/l)	15 – 55 %	12 Min.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

LUMIRADX ist eine Marke von Roche.
© 2025 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de

① 0425



Produktvideos und weitere
Informationen finden Sie unter:
www.roche.de/lumiradx

Quellen

- ¹ Packungsbeilage LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra
- ² Packungsbeilage LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B
- ³ Packungsbeilage LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV
- ⁴ Packungsbeilage LumiraDx CRP Test
- ⁵ Packungsbeilage LumiraDx D-Dimer Test
- ⁶ Packungsbeilage LumiraDx HbA1c Test
- ⁷ Packungsbeilage LumiraDx INR Test
- ⁸ Packungsbeilage LumiraDx NT-proBNP Test