

CombiScreen® Parameterübersicht



Name	Parameter													Art.-Nr.	Inhalt
	Glukose	Ascorbinsäure	Keton	Protein	pH	Blut	Nitrit	Leukozyten	Spez. Gewicht	Bilirubin	Urobilinogen	Kreatinin	Albumin		
Glu PLUS	■													94501	50
Nitrit PLUS							■							94506	50
3 PLUS	■			■	■									94508 94108	50 100
5+N PLUS	■	■		■	■	■	■							94535 94135	50 100
5+Leuko PLUS	■			■		■	■	■			■			94517 94117	50 100
9 PLUS	■	■	■	■	■	■	■			■	■			94115	100
9+Leuko PLUS	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■			94250 94200	50 100
10SL PLUS	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■			94120	100
VET 11 PLUS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			94100V	100
5SYS PLUS¹⁾	■			■		■	■	■						94109	100
7SYS PLUS¹⁾	■		■	■	■	■	■	■						94110 94110A	100 150
11SYS PLUS²⁾	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			94100 94150	100 150
11Auto³⁾	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			95150	150
mALB / CREA¹⁾												■	■	94025	25

¹⁾ Systemteststreifen zum Einsatz auf den Urilyzer® 100 Pro Analyse-Geräten

²⁾ Systemteststreifen zum Einsatz auf den CombiScan® und Urilyzer® 100/500 Pro Analyse-Geräten

³⁾ Systemteststreifen zum Einsatz auf dem Urilyzer® Auto Analyse-Gerät